

**ИНОГОРОДНИМ И ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ**  
**Оформить заказ на генетический паспорт и переслать свой**  
**биологический материал можно по почте!**

по адресу: Республика Беларусь, 220072, Минск, Академическая 27,  
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Лаборатория генетики  
человека.

Для пересылки биологического материала воспользуйтесь приведенной ниже  
Инструкцией по забору клеток буккального эпителия.

Все вопросы Вы можете задать по эл. адресу [dnktest.igc@gmail.com](mailto:dnktest.igc@gmail.com)

Инструкция по забору клеток буккального эпителия для генетических  
исследований

Буккальный эпителий – это эпителий внутренней стороны щеки.

**Ваша задача – собрать клетки со внутренней стороны щеки, для этого:**

- 1 Вскройте упаковку обычных косметических ватных палочек. Используйте только новую, не вскрывавшуюся ранее.
- 2 Прополощите рот водой.
- 3 Возьмите палочку. Ватной частью интенсивно с нажимом круговыми движениями водите по внутренней поверхности обеих щёк (30-40 раз).
- 4 **ВАЖНО!!! Не касаться руками ватной части, на которую Вы собирали буккальный эпителий.**



Подсушите ватную палочку на воздухе в течение 3-4 часов (см. рисунок).


Не сушить под прямыми солнечными лучами! Не сушить под лампой!

Возьмите вторую ватную палочку из упаковки и повторите шаги 3 – 4.

Возьмите третью ватную палочку из упаковки и повторите шаги 3 – 4.

- 5 **ВАЖНО!!! Не касаться руками ватной части, на которую Вы собирали буккальный эпителий.**

На чистый лист бумаги ножницами срежьте ватные части с трёх палочек, на которые Вы собирали



буккальный эпителий.

Сложите лист вместе с отрезанными частями и поместите в почтовый конверт.

- 6 Вложите в этот же конверт ксерокопию своего паспорта, или напишите на листе бумаги данные своего паспорта (серия, номер, кем и когда выдан, адрес прописки).



Укажите контактные данные для связи с Вами (телефон, адрес электронной почты).

**ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите вид генетического тестирования:** остеопороз, или тромбофилия, или полный генетический паспорт и.т.д.

- 7 Подпишите конверт.

Заклейте конверт клеевым карандашом.

**ВАЖНО!!! Не используйте слюну для заклеивания конверта.**



Если Вы всё сделали правильно, мы получим от Вас конверт, в котором будут

- ▶ **три отрезанные ватные части палочек** с высушенным буккальным эпителием, помещенные в сложенный лист бумаги;
- ▶ ксерокопия **Вашего паспорта** (или лист бумаги с Вашими паспортными данными);
- ▶ **Ваши контактные данные;**
- ▶ **данные о виде генетического тестирования**, которое Вы бы хотели провести.

Наш адрес: Республика Беларусь, 220072, Минск, Академическая 27,  
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси,  
Лаборатория генетики человека.